

## **Esame citologico urinario**

L'urina deve essere raccolta, in un contenitore a bocca larga, recante scritti in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome e cognome e data di nascita del/della paziente, nel quale sono stati posti 3-5 mL di acido tricloroacetico al 10% per evitare il deterioramento del campione stesso o il contenitore preriempito CytoLyt Solution con 30 mL di liquido fissativo, fornito dal nostro magazzino.

È consigliabile effettuare l'esame sulla seconda urina del mattino seguendo questo procedimento:

- Eliminare la prima urina del mattino;
- Bere circa un litro d'acqua o altra bevanda non alcolica e non gasata;
- Lavarsi accuratamente i genitali;
- Dopo aver bevuto, raccogliere la seconda urina in un contenitore di plastica e travasarla nel contenitore contenente il fissativo.
- Ripetere l'intera procedura per tre giorni consecutivi.
- Al termine dei 3 giorni di raccolta consegnare al nostro laboratorio i 3 campioni e la scheda d'accettazione adeguatamente compilata in ciascuna sua parte.

I campioni biologici non devono essere tenuti in frigorifero, l'importante è che non siano sottoposti a temperature troppo elevate (temperatura ambiente). È necessario compilare la scheda d'accettazione in tutte le sue parti. Si ricorda che un'accurata raccolta delle notizie cliniche è fondamentale per una corretta diagnosi citologica.

**VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE, 49 00142 ROMA**

**TEL. 0645492766 P.IVA 16274591003**

**[WWW.CARELABROMA2.COM](http://WWW.CARELABROMA2.COM) - [INFO@CARELABROMA2.COM](mailto:INFO@CARELABROMA2.COM)**